

OPTO^{lipo}® NT I

Spray oculare sterile a base di liposomi, vitamina A e vitamina E

OPTO^{lipo}® NT Spray è un prodotto sterile a base di Vitamina A e Vitamina E e Liposomi.

OPTO^{lipo}® NT Spray stabilizza lo strato lipidico del film lacrimale, regola e corregge la lubrificazione della superficie oculare.

Le Vitamine A ed E, note per le loro proprietà lenitive ed emollienti, in sinergia con i liposomi (fosfatidilcolina idrogenata), forniscono un supporto funzionale alla componente lipidica presente sulla rima palpebrale.

Inoltre le Vitamine A ed E in quanto stabilizzanti dei liposomi contribuiscono a migliorare la sintomatologia a livello oculare e perioculare associata a stati infiammatori di origine allergica e/o infettiva. La componente lipidica del film lacrimale è fondamentale nella funzione di contenimento del fluido lacrimale, nonché del controllo della sua evaporazione.

L'uso di **OPTO^{lipo}® NT Spray** coadiuva la funzionalità dei secreti lipidici delle ghiandole degli annessi oculari (Ghiandola di Meibomio, Zeiss e Moll), contribuendo alla stabilizzazione della componente lipidica del film lacrimale.

Indicazioni

OPTO^{lipo}® NT Spray è indicato nei disturbi soggettivi in corso di sindrome dell'occhio secco, come sensazione di corpo estraneo, bruciore e prurito oculare, nelle dislacrimie indotte da inadeguatezza qualitativa dello strato lipidico della superficie del film lacrimale da stati infiammatori delle palpebre (blefariti), o in stati che possono comportare arrossamento oculare e perioculare, riscontrabili spesso al variare di alcuni parametri ambientali (vento, microclima, etc.).

Composizione

Retinil palmitato (Vit.A), α -tocoferolo (Vit.E), Fosfolipidi idrogenati, Sodio fosfato monobasico, Sodio fosfato bibasico, N-idrossimetilglicinato, EDTA bisodico, Cloruro di sodio, Acqua depurata.

OPTO^{lipo}® NT ES

Spray ocular estéril a base de liposomas, vitamina A y vitamina E

OPTO^{lipo}® NT Spray es un producto estéril a base de Vitamina A, Vitamina E y Liposomas.

OPTO^{lipo}® NT Spray estabiliza la capa lipídica de la película lagrimal, regula y corrige la lubricación de la superficie ocular.

Las Vitaminas A y E, conocidas por sus propiedades lenitivas y emolientes, junto con los liposomas (fosfatidilcolina hidrogenada), proporcionan un apoyo funcional al componente lipídico presente en la hendidura palpebral.

Además, las Vitaminas A y E, al ser estabilizantes de los liposomas, contribuyen a mejorar la sintomatología a nivel ocular y periocular asociada a estados inflamatorios de origen alérgico y/o infeccioso. El componente lipídico de la película lagrimal es fundamental en la función de contención del fluido lagrimal, así como del control de su evaporación. El uso de **OPTO^{lipo}® NT Spray** coadyuva a la funcionalidad de las secreciones lipídicas de los anexos oculares (glándulas de Meibomio, Zeiss y Moll), contribuyendo a la estabilización del componente lipídico de la película lagrimal.

Indicaciones

OPTO^{lipo}® NT Spray está indicado en los trastornos subjetivos producidos durante el síndrome del ojo seco, como sensación de cuerpo extraño, escozor y picor ocular, en las alteraciones de la lágrima producidas por una calidad inadecuada de la capa lipídica de la superficie de la película lagrimal por estados inflamatorios de los párpados (blefaritis) o en estados que puedan comportar el enrojecimiento ocular y periocular, que a menudo se pueden producir por la variación de algunos parámetros ambientales (viento, microclima, etc.).

Composición

Palmitato de retinol (Vit.A), α -tocoferol (Vit.E), Fosfolípidos hidrogenados, Sodio fosfato monobásico, Sodio fosfato dibásico, N-hidroxitimetilglicinato, EDTA disódico, Cloruro de sodio, Agua depurada.

OPTO^{lipo}® NT P

Spray ocular estéril a base de lipossomas, vitamina A e vitamina E

O **OPTO^{lipo}® NT Spray** é um produto estéril a base de Vitamina A, Vitamina E e Lipossomas.

OPTO^{lipo}® NT Spray estabiliza a camada lipídica do filme lacrimal, regula e corrige a lubrificação da superfície ocular.

As Vitaminas A e E, conhecidas pelas suas propriedades lenitivas e emolientes, em sinergia com os lipossomas (fosfatidilcolina hidrogenada) fornecem um suporte funcional ao componente lipídico presente na fissura palpebral.

Para além disso, as Vitaminas A e E, como estabilizadoras dos lipossomas, contribuem para melhorar a sintomatologia a nível ocular e periocular associada às inflamações de origem alérgica e/ou infecciosa. O componente lipídico do filme lacrimal é fundamental na função de contensão do fluido lacrimal, e também para o controlo da sua evaporação.

O uso do **OPTO^{lipo}® NT Spray** auxilia a ação dos lípidos secretados pelas glândulas dos anexos oculares (Glândulas de Meibomio, Zeiss e Moll), contribuindo com a estabilização do componente lipídico do filme lacrimal.

Indicações

O **OPTO^{lipo}® NT Spray** é indicado nos distúrbios subjetivos no decurso da síndrome do olho seco, como sensação de corpo estranho, sensação de ardor e prurido ocular, em caso de síndrome de olho seco provocada pela qualidade inadequada da camada lipídica da superfície do filme lacrimal, de inflamações das pálpebras (blefarites) ou em casos que possam provocar a vermelhidão ocular e periocular, que se verificam muitas vezes com a alteração de alguns parâmetros ambientais (vento, microclima, etc.).

Composição

Retinil palmitato (Vit.A), α -tocoferol (Vit.E), Fosfolípidos hidrogenados, Fosfato de sódio monobásico, Fosfato de sódio bifásico, Glicinato de N-hidroxitimetil, EDTA disódico, Cloreto de sódio e Água purificada.

Controindicazioni

Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.

Interazioni con farmaci

Non sono note interazioni con farmaci.

Modalità d'uso

Applicare 1-2 spruzzi di **OPTO^{lipo}® NT Spray** sull'occhio tenendo preferibilmente le palpebre chiuse.

Si consiglia di applicare **OPTO^{lipo}® NT Spray** 3-4 volte al giorno. In caso di forti disturbi, **OPTO^{lipo}® NT Spray** può essere applicato anche più di frequente. In presenza di cipse e secrezioni adese, è consigliabile attuare una adeguata igiene oculare e perioculare tramite l'uso di garze sterili monouso medicate, prima di applicare 1-2 spruzzi per occhio di **OPTO^{lipo}® NT Spray**. Spruzzare il prodotto da una distanza di 10 cm. **OPTO^{lipo}® NT Spray** si può usare anche in presenza di cosmetici: in tal caso, applicare solo uno spruzzo da una distanza maggiore (circa 20 cm). Al primo impiego effettuare erogazioni a vuoto fino alla prima nebulizzazione.

Avvertenze

- Non toccare la superficie oculare con il nebulizzatore.
- Non utilizzare **OPTO^{lipo}® NT Spray** in concomitanza con farmaci oftalmici topici.
- Se vengono somministrati altri medicinali oftalmici, oltre a **OPTO^{lipo}® NT Spray**, lasciar passare un intervallo di 10 min. tra le due applicazioni.
- Prima dell'uso verificare che il prodotto sia integro.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sul flacone.
- Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.
- Piccole quantità di prodotto che dovessero essere ingoiate non creeranno nessun problema.
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida hacia componentes del producto u otras sustancias estrictamente relacionadas desde un punto de vista químico.

Interacciones con fármacos

No se conocen interacciones con fármacos.

Indicaciones de uso

Vaporizar 1-2 veces **OPTO^{lipo}® NT Spray** en el ojo, preferiblemente manteniendo los párpados cerrados.

Se recomienda aplicar **OPTO^{lipo}® NT Spray** 3-4 veces al día. En caso de fuertes molestias, **OPTO^{lipo}® NT Spray** se puede aplicar incluso con mayor frecuencia. Con presencia de legañas o secreciones adheridas, se recomienda realizar una higiene ocular y periocular adecuada utilizando gases estériles desechables medicinales antes de aplicar 1-2 vaporizaciones por ojo de **OPTO^{lipo}® NT Spray**. Vaporizar el producto desde una distancia de unos 10 cm. **OPTO^{lipo}® NT Spray** también se puede utilizar con presencia de cosméticos: en ese caso, aplicar sólo una vaporización desde una distancia mayor (aproximadamente 20 cm). En el primer uso, realizar rociadas en vacío hasta la primera nebulización.

Advertencias

- No tocar la superficie ocular con el nebulizador.
- No utilizar **OPTO^{lipo}® NT Spray** en concomitanza con fármacos oftalmicos tópicos.
- Si se suministran otros medicamentos oftálmicos además de **OPTO^{lipo}® NT Spray**, dejar pasar un intervalo de 10 min. entre las dos aplicaciones.
- Antes del uso comprobar que el producto esté integro.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Conservar a una temperatura de entre 4°C y 25°C.
- La ingestión de pequeñas cantidades de producto no crea ningún problema.
- El producto es sólo para uso oftálmico externo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Contraindicações

Hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto ou a outras substâncias afins do ponto de vista químico.

Interações medicamentosas

Não são conhecidas interações medicamentosas.

Modo de usar

Borrifar o **OPTO^{lipo}® NT Spray** 1-2 vezes nos olhos, mantendo, preferencialmente, as pálpebras fechadas.

Recomenda-se aplicar o **OPTO^{lipo}® NT Spray** 3-4 vezes por dia. Em caso de distúrbios fortes, o **OPTO^{lipo}® NT Spray** pode ser aplicado mais frequentemente. Em caso de presença de remela e de secreções viscosas, recomenda-se efetuar uma higiene ocular e periocular adequada, utilizando gazes estéreis descartáveis medicadas, antes de borrifar 1-2 vezes por olho com o **OPTO^{lipo}® NT Spray**. Borrifar o produto a uma distância de 10 cm. O **OPTO^{lipo}® NT Spray** pode ser usado até em caso de presença de cosméticos: neste caso, borrifar somente uma vez a uma distância maior (cerca de 20 cm). Ao utilizá-lo pela primeira vez, borrifar algumas vezes até ocorrer a nebulização do produto.

Advertências

- Não tocar na superfície ocular com o nebulizador.
- Não utilizar o **OPTO^{lipo}® NT Spray** junto com medicamentos oftálmicos tópicos.
- Caso sejam utilizados outros medicamentos oftálmicos, além do **OPTO^{lipo}® NT Spray**, deixar passar um intervalo de 10 minutos entre as duas aplicações.
- Antes do uso, verificar se o produto não está danificado.
- Não utilizar o produto após a data de vencimento indicada no frasco.
- Conservar a uma temperatura entre 4°C e 25°C.
- Não ocorre nenhum problema caso pequenas quantidades de produto sejam ingeridas.
- O produto é indicado apenas para uso oftálmico externo.
- Manter fora do alcance de crianças.